

Dispositivo de Compresión Neumática Secuencial Kendall 700

Prevención de TVP e incremento del flujo sanguíneo

Descripción del equipo:

- El uso de los dispositivos Kendall aumenta el flujo sanguíneo en tobillo, pantorrilla y muslo.
- El dispositivo Kendall aplica compresión neumática para prevenir la trombosis venosa profunda (TVP).
- La secuencia de compresión tobillo, pantorrilla y muslo reduce la presión venosa realizando un vaciado de venas, dando como resultado un aumento de la presión del flujo sanguíneo.
- Sistema de compresión secuencial y circunferencial en forma de gradiente que disminuye la estasis venosa y aumenta la fibrinólisis.
- Mantiene un gradiente de presión efectivo que evita la formación de trombos.
- Método no invasivo para reducir el riesgo de Trombosis Venosa Profunda.
- Controlador neumático que proporciona compresión intermitente en sus 3 cámaras, comenzando por el tobillo hasta llegar al muslo.
- Detecta el llenado venoso de manera individualizada y ajusta el tiempo de llenado de cada pierna.
- Panel de control que se activa con un solo toque.

Indicaciones Médicas:

- Mejora la circulación, reduciendo el dolor e inflamación en las piernas
- Previene y reduce las posibles complicaciones causadas por mala circulación en las piernas (Linfedema, edema y úlceras asociadas con insuficiencia venosa)
- Previene y reduce complicaciones quirúrgicas (cirugías estéticas, ortopédicas)
- Previene y reduce complicaciones derivadas de inmovilidad

Renta mínima 5 días

Renta por 5 días / 14 días / 21 días / 1 mes

Más los accesorios desechables

- Solicite una cotización
- Capacitación en sitio y asesoría telefónica
- Requisitos: pago de renta, firma de contrato, copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y de comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Contamos con servicio los 7 días de la semana (24/7)
- Entrega inmediata y a domicilio
- Equipos portátiles

Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. (55) 3548 3970 / 5639 2044 / 5639 1746

www.medicalpremium.com.mx

Dispositivo de Compresión Neumática Secuencial Kendall 700

Prevención de TVP e incremento del flujo sanguíneo

Servicio 7 días
de la semana



55 1952 0465
56 2407 2300

Bienestar e **Innovación** a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. (55) 3548 3970 / 5639 2044 / 5639 1746

www.medicalpremium.com.mx