

Equipo de crioterapia compresiva CRYOFROST

La terapia de compresión y la crioterapia tienen una amplia variedad de aplicaciones y beneficios para la salud. Los especialistas en salud, entrenadores, deportistas y público en general, utilizan la crioterapia compresiva para disminuir dolor e hinchazón, aumentar el flujo sanguíneo y desintoxicación de ácido láctico. El uso de la crioterapia compresiva reduce el tiempo de recuperación.

¿Para qué se utiliza el equipo Cryofrost?

- Lesiones articulares y musculares en tobillo, rodilla y brazo
- Reducir la hinchazón
- Reducir el dolor muscular
- Mejorar el drenaje linfático
- Impulsar la circulación sanguínea
- Se utiliza previo a entrenamiento atlético
- Uso después del entrenamiento

Beneficios del uso de Cryofrost

- **Recuperación muscular mejorada**

La aplicación de crioterapia compresiva después de una lesión, cirugía o entrenamiento puede acelerar el proceso de recuperación muscular. El frío extremo ayuda a reducir la inflamación y el dolor. La compresión estimula la circulación sanguínea y ayuda a eliminar el ácido láctico acumulado en los músculos. Esto puede ayudarte a recuperarte más rápido y a mantener un rendimiento óptimo en tus actividades físicas.

- **Reducción de la inflamación y el dolor**

El uso de la crioterapia compresiva es eficaz para aliviar la inflamación y el dolor asociados con diversas condiciones, como lesiones, artritis o inflamación crónica. El frío extremo actúa como un analgésico natural al reducir la velocidad de conducción de las señales nerviosas, lo que disminuye la percepción del dolor. Además, la vasoconstricción causada por el frío ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación en la zona afectada.

Principales usos

- Cirugía de ligamento cruzado
- Artroplastia de rodilla y/o tobillo
- Esguince de rodilla y/o tobillo
- Edemas musculares
- Roturas fibrilares
- Uso en pre-entrenamiento y post-entrenamiento

En Medical Premium contamos con equipos que además de ayudar en tu rehabilitación, cuentan con control de mando para programación, son cómodos, portátiles y los puedes utilizar desde la comodidad de tu casa, clínicas u hospitales.



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746

55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx

Características:

- Equipo portátil: Las dimensiones del equipo le permiten poder tenerlo a la mano y cuenta con una maleta que permite una fácil transportación
- No utiliza agua
- No requiere hielo
- Trabaja con energía eléctrica y/o baterías recargables
- Equipo silencioso
- Compresión entre 20 mmHg a 100 mmHg
- Tiempo de tratamiento entre 10 minutos a 120 minutos
- El equipo te permite utilizar dos wraps, sin embargo, la compresión trabaja con un wrap a la vez.

Dimensiones del equipo:

- Altura: 19 cms
- Fondo: 3 cms
- Ancho: 8.9 cms
- Peso: 500 grs

Tipos de wrap:

- Tobillo
- Rodilla

El wrap de Rodilla se utiliza también en pierna y brazo



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx

medical
premium

Crioterapia Compresiva
Cryofrost

Servicio 7 días
de la semana



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx