

Movilizador Pasivo de Hombro. Si buscas una solución efectiva para el postoperatorio de procedimientos de hombro, este equipo de movimiento pasivo continuo es la opción ideal. Su función es reducir los efectos adversos de la inmovilización y el trauma en la articulación, al permitir un movimiento articular repetitivo y constante.

¿Para qué sirve la renta del Movilizador Pasivo de Hombro?

- Principalmente, se utiliza en el tratamiento postoperatorio y en la rehabilitación después de cirugías articulares.
- Rompe el ciclo del trauma que puede llevar a la inflamación y pérdida de rango de movimiento.
- Favorece el alcance de movimiento en abducción y aducción.
- Mejora la rotación externa del hombro.

Beneficios de la renta del Movilizador Pasivo de Hombro:

- Previene la rigidez de la articulación.
- Ayuda a evitar la formación de adherencias.
- Acelera la recuperación del rango de movimiento después del procedimiento.
- Reduce el dolor y el edema.
- Disminuye el tiempo de recuperación.

Principales usos del Movilizador Pasivo de Hombro:

- Artroplastia de hombro.
- Artroplastia articular total.
- Sinovectomías.
- Fijación de fracturas de radio, cúbito y húmero.
- Fracturas intraarticulares de hombro o codo.
- Artroplastia por abrasión de hombro o codo.
- Osteotomías (post fijación y cicatrización).
- Operaciones de tejidos blandos en la zona del hombro.



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx

En Medical Premium, nuestros equipos de rehabilitación no solo son efectivos, sino que también ofrecen comodidad y portabilidad. Con control de mando para programación, puedes utilizarlos desde la comodidad de tu hogar, clínicas u hospitales.

Características del Movilizador Pasivo de Hombro:

- Movimiento de abducción de 30 a 150 grados.
- Movimiento de abducción combinado con rotación externa de 0 a 90 grados.
- Elevación frontal de 0 a 150 grados.
- Movimientos de rotación interna y externa.
- Velocidad ajustable, con opciones máximas y mínimas para distintos rangos de movimiento.
- Equipo portátil y de fácil manejo.
- Incluye Kit de Pads hipoalergénicos y libre de látex para mayor higiene.

Dimensiones del equipo:

- Altura: 117 cms.
- Ancho 1: 44 cms.
- Ancho 2: 67 cms.
- Fondo: 71.5 cms.
- Peso: 20 kg.



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx



Movilizador pasivo de hombro (Shoulder CPM) Rehabilitación ortopédica

Servicio 7 días
de la semana



Bienestar e **Innovación** a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx