

Combo Movilizador Pasivo de Rodilla y Game Ready Mod. 2.1 Pro Crioterapia

- Renta mínima 7 días

- Precio más IVA
- Capacitación en sitio y asesoría telefónica
- Requisitos: pago de renta, firma de contrato, copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y de comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Contamos con servicio los 7 días de la semana (24/7)
- Entrega inmediata y a domicilio
- Equipos portátiles

Descripción del movilizador:

- Flexión, extensión, velocidad, fuerza y pausa
- Opción de bloqueo para prevenir cambios en la programación del Movilizador Pasivo de Rodilla
- Portátiles y con control remoto
- Kit de Pads hipoalergénicos y libre de látex para mayor higiene

Características:

- Rango de Flexión: 115° a 0°
- Rango de Extensión: -5° a 110°
- Velocidad: 30° - 160° por minuto
- Fuerza: de 1 a 6 niveles
- Pausa: de 1 a 900 seg. (15 min.)
- Longitud Pierna: 71 - 101 cms.
- Longitud de pantorrilla: 34 - 54 cms.
- Longitud del muslo: 30- 43 cms
- Peso: 13 Kg



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3
Col. Narvarte, 03020 CDMX
Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx

Descripción del Game Ready:

Los wraps de Game Ready incluyen dos cámaras internas: una para el aire y otra para el agua helada. Su diseño permite la administración integrada y simple de las terapias regulables de compresión y frío. Cada wrap está diseñado ergonómicamente para las diferentes partes del cuerpo, lo que garantiza comodidad y beneficio terapéutico óptimo.

Características:

- Tiempo de tratamiento
- Temperatura
- Presión Neurmática
- Programas definidos

Tipos de wraps:

- Mano/muñeca
- Codo articulado
- Espalda
- Rodilla
- Bota de media pierna
- Codo
- Hombro
- Cadera/ingle
- Rodilla articulada
- Tobillo



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B – Int 3
Col. Narvarte, 03020 CDMX
Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx

medical
premium

Combo Movilizador Pasivo de Rodilla y Game Ready Mod. 2.1 Crioterapia

Servicio 7 días
de la semana



Bienestar e **Innovación** a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx

