

Game Ready Pro Crioterapia

- Renta mínima por 07 días

- Precio más IVA
- Capacitación en sitio y asesoría telefónica
- Requisitos: pago de renta, firma de contrato, copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y de comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Contamos con servicio los 7 días de la semana (24/7)
- Entrega inmediata y a domicilio
- Equipos portátiles

Descripción del equipo:

Ayuda a los pacientes y a los atletas a recuperarse rápidamente del proceso postoperatorio al integrar la compresión y la crioterapia en un mismo vendaje. Este es un proceso tan eficaz que se ha convertido en el tratamiento más elegido por los pacientes y deportistas.

Disminuye el dolor y la hinchazón, así como el uso de medicamentos y acelera la recuperación.

Características:

- Tiempo de tratamiento
- Temperatura
- Presión Neumática
- Programas definido

Los wraps de Game Ready incluyen dos cámaras internas: una para el aire y otra para el agua helada. Su diseño permite la administración integrada y simple de las terapias regulables de compresión y frío. Cada wrap está diseñado ergonómicamente para las diferentes partes del cuerpo, lo que garantiza comodidad y beneficio terapéutico óptimo.

Tipos de wraps:

- Mano/muñeca
- Codo articulado
- Espalda
- Rodilla
- Bota de media pierna
- Codo
- Hombro
- Cadera/ingle
- Rodilla articulada
- Tobillo



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B – Int 3
Col. Narvarte, 03020 CDMX
Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx

medical
premium

Game Ready Mod 2.1 Pro

Terapia de compresión en frío Crioterapia

Servicio 7 días
de la semana



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746

55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx