

Movilizador Pasivo de hombro (Shoulder CPM Optiflex® S)

Redefine la movilidad y la recuperación del hombro

Diseñado pensando en la anatomía natural del hombro, el Optiflex® S garantiza una comodidad excepcional para el paciente, fomenta una mayor adherencia al tratamiento y promueve resultados terapéuticos más efectivos. Este dispositivo abarca la totalidad del rango de movimiento, proporcionando una recuperación integral y personalizada.

Descripción del equipo:

- Funcional y con un diseño ergonómico
- Soporte confortable para el brazo sano y una silla completamente ajustable
- Portátil y con control remoto
- Kit de Pads hipoalergénicos y libre de látex para mayor higiene
- Diseño universal para hombro izquierdo/derecho

Características:

- Abducción/Aducción: 0° - 30° - 175°
- Rotación Interna/Externa: 90° - 0° - 90°
- Elevación (Flexión) con flexión del codo de 60° - 90°: 0° - 30° - 175°
- Ante/Retroversión (abducción/adducción horizontal) ajustable manualmente: 0° - 120°

Renta mínima 7 días

Renta por 7 días / 14 días / 21 días / 1 mes

- Solicite una cotización
- Capacitación en sitio y asesoría telefónica
- Requisitos: pago de renta, firma de contrato, copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y de comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Contamos con servicio los 7 días de la semana (24/7)
- Entrega inmediata y a domicilio
- Equipos portátiles



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx

Movilizador Pasivo de hombro (Shoulder CPM Optiflex® S)

Redefine la movilidad y la recuperación del hombro



Servicio 7 días
de la semana



Bienestar e **Innovación** a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx