

Combo:
Movilizador Pasivo de Hombro y
Game Ready Mod. 2.1 Pro Crioterapia

Servicio 7 días
de la semana



Bienestar e Innovación a tu alcance

Heriberto Frías 724

Col. Narvarte Poniente, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746

55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx



Descripción del Movilizador Pasivo de Hombro:

- Funcional y con un diseño ergonómico
- Soporte confortable para el brazo sano y una silla completamente ajustable
- Portátil y con control remoto
- Kit de Pads hipoalergénicos y libre de látex para mayor higiene
- Diseño universal para hombro izquierdo/derecho

Características:

- Abducción/Aducción: 0°- 30° - 175°
- Rotación Interna/Externa: 90°- 0° - 90°
- Elevación (Flexión) con flexión del codo de 60° - 90°: 0°- 30° - 175°
- Ante/Retroversión (abducción/adducción horizontal) ajustable manualmente: 0° - 120°

Descripción del Game Ready:

Ayuda a los pacientes y a los atletas a recuperarse rápidamente del proceso postoperatorio al integrar la compresión y la crioterapia en un mismo vendaje. Este es un proceso tan eficaz que se ha convertido en el tratamiento más elegido por los pacientes y deportistas.

Disminuye el dolor y la hinchazón, así como el uso de medicamentos y acelera la recuperación.

Características:

- Tiempo de tratamiento
- Presión Neuráutica
- Temperatura
- Programas definido

Los wraps de Game Ready incluyen dos cámaras internas: una para el aire y otra para el agua helada. Su diseño permite la administración integrada y simple de las terapias regulables de compresión y frío. Cada wrap está diseñado ergonómicamente para las diferentes partes del cuerpo, lo que garantiza comodidad y beneficio terapéutico óptimo.

Tipos de wraps:

- Mano/muñeca
- Codo
- Bota de media pierna
- Codo articulado
- Hombro
- Tobillo
- Espalda
- Cadera/ingle
- Rodilla
- Rodilla articulada



Bienestar e Innovación a tu alcance

Heriberto Frías 724

Col. Narvarte Poniente, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746

55 1952 0465

56 15231523

www.medicalpremium.com.mx