

Movilizador Pasivo de Hombro (CPM)

En Medical Premium te ofrecemos en renta el Kinetec 7081, un equipo médico especializado en la movilización pasiva del hombro. Diseñado para ser utilizado desde casa, hospital o clínica, permite una rehabilitación más segura, efectiva y supervisada tras cirugía o lesión.

¿Para qué sirve?

- Rehabilitación postoperatoria de hombro
- Recuperación tras artroplastia, capsulitis adhesiva, lesiones tendinosas o fracturas
- Mejora el rango articular mediante movimientos repetitivos y controlados
- Previene rigidez, adherencias y atrofas por inmovilización

Movimientos disponibles:

- Elevación frontal (flexión): de 0° a 150°
- Abducción (elevación lateral): de 30° a 150°
- Rotación externa: de 0° a 90°
- Rotación interna: programable
- Velocidad de movimiento ajustable
- Tiempo de pausa en posición final configurable

Beneficios de rentar con Medical Premium:

- Equipos higiénicos y seguros (pads hipoalergénicos y sin látex)
- Portátil y fácil de usar
- Capacitación en domicilio
- Soporte técnico incluido
- Entrega inmediata en CDMX y área metropolitana

¿Qué incluye la renta?

- Movilizador Kinetec 7081 calibrado
- Kit de pads anatómicos
- Manual de usuario y guía rápida
- Servicio de entrega, instalación y recolección
- Atención personalizada vía WhatsApp

Dimensiones del equipo:

- Altura: 117 cm
- Ancho 1: 44 cm
- Ancho 2 (con soporte): 67 cm
- Fondo (profundidad): 71.5 cm
- Peso: 20 kg



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B – Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx



**Movilizador pasivo
de hombro (Shoulder CPM)**
Rehabilitación ortopédica

**Servicio 7 días
de la semana**



Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. 55 3548 3970 / 55 5639 2044 / 55 5639 1746



55 1952 0465

56 2407 2300

www.medicalpremium.com.mx