

# Renta

## Dispositivo de Compresión Neumática Secuencial AIROS® 6

Manejo de edema con 6 cámaras secuenciales



Si quieres conocer más acerca del equipo da [click en la imagen](#) para ver el video



Bienestar e **Innovación** a tu alcance  
Heriberto Frías 724, Col. Narvarte Poniente, 03020 CDMX.  
Teléfonos oficina: 55 5639 2044 · 55 3548 3970 · 55 5639 1746  
WhatsApp: [55 1952 0465](https://www.whatsapp.com/business/profile/5519520465) · [56 15231523](https://www.whatsapp.com/business/profile/5615231523)  
[www.medicalpremium.com.mx](http://www.medicalpremium.com.mx)

## Cotización para la renta del equipo: Dispositivo de Compresión Neumática Secuencial AIROS® 6

### ¿Qué incluye la renta?

- Instalación y capacitación en sitio + soporte técnico en línea.
- Entrega y recolección a domicilio 7 días de la semana. (Dependiendo de la distancia podría tener costo).
- Equipo más un par de botas (talla; sujeto a disponibilidad)
- Soporte rápido para ajustes de presión y tiempos.

### Cómo rentar en 3 pasos

- Comunicarse por WhatsApp o llamada para agendar el servicio.
- Solicitar una cotización personalizada.
- Compartir los datos solicitados para programar la entrega del equipo y elaborar el contrato.
- Renta mínima 30 días.

### Requisitos

- Pago de la renta.
- Copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Firma de contrato.

### ¿Para qué sirve?

- Apoya la reducción de edema (linfedema, trastornos venosos).
- Favorece retorno linfático/venoso en casa.
- Complementa terapia compresiva bajo indicación médica.

### Indicaciones frecuentes

Linfedema primario/secundario, edema posquirúrgico, insuficiencia venosa crónica.  
(No usar en TVP aguda u otras contraindicaciones; consulta a tu médico.)

### Especificaciones Clave

- 6 cámaras con compresión secuencial (distal proximal).
- Modos:
  - Gradiente: 30-80 mmHg, gradiente aprox. 5%.
  - Focal: 40-50 mmHg, secuencias 1-3 / 2-4 / 3-5 / 4-6, 10-15 min.
  - Clearing: 15-20 mmHg (preparación).
- Tiempo de ciclo: 40-60 s · Tratamiento: 15/30/45/60 min.
- Guarda la configuración para siguientes sesiones.



Bienestar e **Innovación** a tu alcance

Heriberto Frías 724, Col. Narvarte Poniente, 03020 CDMX.

Teléfonos oficina: 55 5639 2044 · 55 3548 3970 · 55 5639 1746

WhatsApp: [55 1952 0465](https://wa.me/5519520465) · [56 15231523](https://wa.me/5615231523)

[www.medicalpremium.com.mx](http://www.medicalpremium.com.mx)