

Renta

Movilizador Pasivo de Hombro (Shoulder CPM OptiFlex® S)

Menos rigidez, mejor movilidad y confort postoperatorio



Si quieres conocer más acerca del equipo da [click en la imagen](#) para ver el video



Bienestar e **Innovación** a tu alcance
Heriberto Frías 724, Col. Narvarte Poniente, 03020 CDMX.
Teléfonos oficina: 55 5639 2044 · 55 3548 3970 · 55 5639 1746
WhatsApp: [55 1952 0465](#) · [56 15231523](#)
www.medicalpremium.com.mx

Cotización para la renta del equipo: Movilizador Pasivo de Hombro (Shoulder CPM OptiFlex® S)

¿Qué incluye la renta?

- Instalación y capacitación en sitio + soporte técnico en línea.
- Entrega y recolección a domicilio 7 días de la semana. (Dependiendo de la distancia podría tener costo).
- Equipo portátil con control remoto para mayor comodidad, seguridad y facilidad de uso
- Pads hipoalergénicos (libres de látex) para mayor higiene.

Cómo rentar en 3 pasos

- Comunicarse por WhatsApp o llamada para agendar el servicio.
- Solicitar una cotización personalizada.
- Compartir los datos solicitados para programar la entrega del equipo y elaborar el contrato.

Requisitos

- Pago de la renta.
- Copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Firma de contrato.

¿Para qué sirve?

- Disminuye dolor y rigidez en fases tempranas.
- Previene adherencias y favorece el rango de movimiento.
- Complemento al protocolo del traumatólogo y fisioterapeuta.

Indicaciones frecuentes

Reparación de manguito rotador, artroscopia de hombro, tenodesis bicipital, capsulitis adhesiva posquirúrgica.

Especificaciones Clave

- Abducción/Aducción: 0°-30°-175°.
- Rotación interna/externa: 90°-0°-90°.
- Elevación (flexión) con flexión de codo 60°-90°: 0°-30°-175°.
- Ante/retroversión (abducción/adducción horizontal) ajustable: 0°-120°.
- Diseño universal (izq./der.), control remoto, pads hipoalergénicos libres de látex.



Bienestar e **Innovación** a tu alcance

Heriberto Frías 724, Col. Narvarte Poniente, 03020 CDMX.

Teléfonos oficina: 55 5639 2044 · 55 3548 3970 · 55 5639 1746

WhatsApp: [55 1952 0465](https://wa.me/5519520465) · [56 15231523](https://wa.me/5615231523)

www.medicalpremium.com.mx